


# 机械科尔帕默供应

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：24

Antylia科尔帕默旗下Traceable单通道不锈钢计时器带计量证书。淘宝授权店铺有售，上海铭迹科技经销代理Traceable产品□CN-98768-63产品特性：•产品货号□CN-98768-63□蓝）/CN-98766-78□黑）•包含了溯源至NIST美国国家标准研究所的校准报告•比较大计时时长：正计时-道计时99分59秒•可设置定时时长•通道数：1•最小分辨率：1秒•精度：0.01%•报警：60秒蜂鸣•长\*宽\*深□6.4cm\*6.7cm\*1.7cm上海铭迹科技有限公司为您提供Traceable单通道不锈钢计时器带计量证书的参数、价格、型号、原理等信息□Traceable单通道不锈钢计时器带计量证书产地为美国、品牌为Traceable□型号为98768-63，更多相关信息可来电咨询□Cole-parmer科尔帕默强制对流烘箱。机械科尔帕默供应



科尔帕默中国Cole-Parmer于1955年成立于美国，是全球实验室通用及生物制药设备、耗材等的主要生产及供应商，以其高质量的产品和质量高效的服务，享誉世界上130多个国家。产品涵盖生物、制药、医学研究、实验室、化学、环境检测及化工等教广的生产及研发应用领域。在生物制药/制药行业领域□Cole-Parmer现服务于90%的大型跨国企业，尤其在北美已累积超过30年丰富经验，可专业提供荃面解决方案。现在□Cole-Parmer已进入中国30周年，经历了改变与飞速发展。全新的产品、服务和销售团队，选择上海铭迹科技有限公司更加专业，是您值得信赖的合作伙伴！为您提供全部cole-parmer产品方案以及报价。常用科尔帕默选择科尔帕默Antylia旗下ZeptoMetrix□补充生命科学市场。



Cole-Parmer科尔帕默品牌DR-200滚筒混合器产地：英国型号：51600-06，产品特性：•多功能，5种转筒（磁鼓）可选，适用于不同的试管或者瓶子•STR4/1试管支架转筒，4面共可安装4个试管夹（不含试管夹，需另购），上下颠倒混合•STR4/22x250mL烧瓶或者瓶子转筒，上下颠倒混合•STR4/3Velcro®固定带固定滚筒，1个长度200mm□直径120mm以内的任何容器，包括试剂瓶、粉末罐、油漆桶等；容器45°放置，同时提供滚动、上下颠倒混合等8向剧烈混合•STR4/4Perspex®摇篮滚筒，4个长度300mm□直径120mm以内的任何容器•STR4/5240x1.5mL微量离心管滚筒•内置计时器□10-60min□可连续运行•可变转速□6-60rpm

科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L上海铭迹科技有限公司品牌授权，淘宝店铺"Antylia科尔帕默"有售标配单层支架+4个固定橡胶棒平台，适用于烧瓶、锥形瓶、烧杯和瓶子，比较高可容纳12x250mL或9x500mL或6x1000mL或2x2000mL的锥形瓶或者瓶子选配SSL1/1大平台(510x510mm□6个固定橡胶棒)附件后可容纳30x250mL或16x500mL或9x1000mL或4x2000mL的锥形瓶或者瓶子；此平台最高转速为150rpm选配SSL1/2平台(350x350mm)□不含固定橡胶棒轨道运动/圆周运动，振幅/圆周16mm提供防滑衬垫，保证容器在平台上不滑动旋钮控制数字转速(30-300rpm)和时间(1s-9h)设定，可连续运行BioCote抑菌技术，防止仪器表面微生物病毒滋生，预防交叉污染长寿命电机，称重能力强，寿命更久，适用于长时间以及不同温湿度环境下运行，比较高可耐受40℃，湿度80%科尔帕默摇床淘宝店铺Antylia科尔帕默□Cole-Parmer由上海铭迹科技有限公司为您提供。



科尔帕默品牌MPR16多功能冷冻离心机，英国产，型号：17406-25，安全性设计：具有多点锁和气撑的盖子设计，停电时紧急释放盖子以及用于保护腔室的挡板多个传感器可防止因误操作或故障而损坏离心机：盖锁检测器可确保盖在运行前安全不平衡检测器可确保正确装载样品超速和过热传感器会发出机械或电子故障的警告用户可访问的维修界面，可轻松进行现场维护>容量[4x250mL,8x50mL]>明亮的蓝色LED显示屏显示温度[rpm]和时间>支持十种程序，包括加减速率。科尔帕默traceable 天平勺的报价。怎样科尔帕默认真负责

Cole-Parmer科尔帕默品牌 DR-200滚筒混合器 产地：英国 型号：51600-06。机械科尔帕默供应

Cole-Parmer®科尔帕默共计10个型号，上海铭迹科技有限公司代理经销销售。价格优惠，欢迎前来咨询采购。线性振动筛更具攻击性，使其非常适合萃取等应用；腕式烧瓶振荡摇床可将运动直接施加到样品容器上，而不是通过平台施加，将样品容器（通常是烧瓶）固定在颈部周围，并以枢转的方式摇动，模仿了用手摇晃烧瓶时会产生剧烈摇晃动作，非常实用萃取[3D运动比较轻柔，适合精细的细胞培养、染色和脱色；跷板运动可在样品中产生波浪运动，非常适合清洗；轨道运动可对样品提供涡旋作用，非常适合曝气；机械科尔帕默供应

上海铭迹科技有限公司属于仪器仪表的高新企业，技术力量雄厚。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家私营有限责任公司企业。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供\*\*\*的实验仪器设备，水质测量笔，计时器温湿度计，酸度计pH计电导率计。铭迹科技自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。